

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pim1 Pour Wb & Elisa - P11309

Numéro d'article: CM0020573



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la kinase PIM1 humaine, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la PIM1 endogène dans des échantillons humains, murins et de rat. Essentiel pour la recherche sur le cancer et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Spécification	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-PIM1
Remarques/Alias	PIM1 ; PIM ; sérine/thréonine-protéine kinase pim-1
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	5292
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 213-313 de la PIM1 humaine (NP_002639.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11309
Poids Moléculaire de la Protéine	35kDa/45kDa
Expédition	Sac de glace