

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pim1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P11309

Numéro d'article: CM0016734



Introduction

Cible PIM1 humain (36 kDa), une kinase sérine/thréonine proto-oncogène. Immunogène recombinant (aa 1-313). Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée : humain, souris, rat. Soutient la recherche en oncologie et en signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIM1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PIM ; PIM1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	5292
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-313 de PIM1 humain (NP_001230115.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P11309
Poids moléculaire	36 kDa
Expédition	Sac de glace