


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pim2 Pour Wb, Elisa - Q9P1W9

Numéro d'article: CM0012074



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-PIM2 est validé pour la WB et l'ELISA et reconnaît la protéine PIM2 humaine, murine et de rat. Idéal pour l'étude des voies de signalisation proto-oncogéniques, de la survie cellulaire et de la prolifération dans la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIM2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	PIM2 ; protéine kinase sérine/thréonine pim-2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	11040
GeneID	11040
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-120 de la protéine PIM2 humaine (NP_006866.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	Q9P1W9
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace