


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pim2 Pour Wb, Ip, Elisa - Q9P1W9

Numéro d'article: CM0007397



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la sérine/thréonine-protéine kinase PIM2 humaine, un proto-oncogène régulant la survie et la prolifération cellulaires. Convient aux applications WB, IP et ELISA. Détecte une bande d'environ 34 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIM2 Rabbit mAb
Remarques/Synonyme	PIM2 ; sérine/thréonine-protéine kinase pim-2
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	11040
GenelD	11040
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de la PIM2 humaine (Q9P1W9).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9P1W9
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace