


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pim2 Pour Wb, Elisa - Q9P1W9

Numéro d'article: CM0019841



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PIM2 humaine, une sérine/thréonine kinase impliquée dans la survie et la prolifération cellulaires. Adapté pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez l'homme et la souris ; ~34 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIM2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PIM2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	11040
ID du gène	11040
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de la PIM2 humaine (NP_006866.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9P1W9
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace