

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pim3 Pour Wb Et Elisa - Q86V86

Numéro d'article: CM0023431

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PIM3 validé pour Western blot et ELISA. Cible la protéine PIM3 (pim-3) humaine, un proto-oncogène sérine/thréonine kinase de 36 kDa impliqué dans l'apoptose et la tumorigenèse. SWISS Q86V86.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-PIM3 de lapin
Remarques / Alias	pim-3; PIM3
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	415116
ID du gène	415116
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 247 à 326 de la PIM3 humaine (NP_001001852.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réaction croisée	Humaine
SWISS	Q86V86
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant