

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pimreg Pour Wb, Elisa - Q9BSj6

Numéro d'article: CM0021137

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PIMREG validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation mitotique, de la ségrégation des chromosomes et de la progression du cycle cellulaire dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PIMREG Lapin pAb
Remarques/Alias	CATS; RCS1; FAM64A; PIMREG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54478
GeneID	54478
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de PIMREG humain (NP_001182157.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9BSJ6
Poids Protéique	27kDa
Expédition	Sac de glace