


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pin1 - Q13526

Numéro d'article: CM0023884



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine Pin1 humaine (peptidyl-prolyl cis-trans isomérase NIMA-interacting 1) pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient aux études sur le cycle cellulaire et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Pin1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DOD; UBL5; Pin1
Espèce	Humaine
Identifiant de gène (Humain)	5300
Identifiant de gène	5300
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-163 de la Pin1 humaine (NP_006212.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13526
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace