

Anti-Pin4 (Par14/Par17) Lapin Pab Pour Wb Et Elisa - Q9Y237

Numéro d'article: CM0023889



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PIN4 humaine (Par14/Par17). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes et la liaison à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	PIN4 Lapin pAb
Remarques/Alias	EPVH; PAR14; PAR17; hEPVH; hPar14; hPar17; PIN4
Espèce	Humain
ID du gène	5303
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-156 de la PIN4 humaine (NP_006214.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y237
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace