


Anticorps Polyclonal Anti-Pink1 (Lapin) Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Bxm7

Numéro d'article: CM0030224



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la kinase PINK1 humaine ; validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la mitophagie, le contrôle qualité mitochondrial et la maladie de Parkinson.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PINK1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BRPK ; PARK6 ; PINK1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	65018
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 282-581 de la PINK1 humaine (NP_115785.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BXM7
Poids de la protéine	63 kDa
Expédition	Sachet de glace