

Anticorps Polyclonal Anti-Pip4K2B Pour Wb, Elisa - P78356

Numéro d'article: CM0027187



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase de type-2 bêta humaine (PIP4K2B), validé pour WB et ELISA, adapté pour l'étude du métabolisme des phosphoinositides et de la signalisation de l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIP4K2B Lapin pAb
Remarques/Alias	PI5P4KB; PIP5K2B; PIP5KIIB; PIP5P4KB; PIP5KIIBeta; PIP4K2B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8396
Identifiant du gène	8396
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de PIP4K2B humain (NP_003550.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P78356
Poids moléculaire de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace