


Anticorps Monoclonal Anti-Pist/Gopc Pour Wb - Q9Hd26

Numéro d'article: CM0003275



Introduction

Anticorps monoclonal anti-PIST/GOPC pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Validé pour des échantillons humains, de souris et de rat. Cible la protéine PIST/GOPC (Q9HD26). Idéal pour les études de trafic intracellulaire et de dégradation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIST/GOPC Rabbit mAb
Remarques / Alias	CAL; FIG; PIST; GOPC1; dJ94G16.2; PIST/GOPC
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	57120
ID du gène	57120
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de la protéine PIST/GOPC humaine (Q9HD26)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HD26
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace