


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pist/Gopc Pour Wb, Elisa - Q9Hd26

Numéro d'article: CM0029764



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine GOPC (PIST/CAL/FIG) pour des applications en WB et ELISA. Détecte une bande de 51 kDa dans des échantillons humains, de souris et de rat. Adapté aux études de trafic intracellulaire et de dégradation des récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIST/GOPC Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAL; FIG; PIST; GOPC1; dJ94G16.2; PIST/GOPC
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	57120
GenelD	57120
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 195-454 de la PIST/PIST/GOPC humaine (NP_001017408.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HD26
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace