

Anticorps Monoclonal Anti-Pit1/Pou1F1 Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P28069

Numéro d'article: CM0012638



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Pit1/POU1F1 validé pour WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Détecte le POU1F1 humain, de souris et de rat ; 33 kDa. Idéal pour la recherche sur le développement hypophysaire et la régulation des gènes hormonaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Pit1/POU1F1
Remarques/Alias	PIT1 ; CPHD1 ; GHF-1 ; Pit-1 ; POU1F1a
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5449
ID du gène	5449
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 du POU1F1 humain (NP_000297.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P28069
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace