

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pitpna Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q00169

Numéro d'article: CM0013938



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin purifié par affinité ciblant la PITPNA humaine. Validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. La PITPNA est une protéine de transfert de lipides essentielle pour le transport membranaire et la signalisation PI/PC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-PITPNA
Remarques/Alias	PITPN; VIB1A; HEL-S-36; PI-TPalpha; PITPNA
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	5306
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 211-270 de la PITPNA humaine (NP_006215.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00169
Poids Moléculaire Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace