


Anticorps Polyclonal Anti-Pitpnm1 Pour Wb, Elisa - 000562

Numéro d'article: CM0016929



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PITPNM1 humain. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. PITPNM1 est une protéine de transfert du phosphatidylinositol essentielle au trafic membranaire et à la signalisation. Réservé à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PITPNM1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Rd9; NIR2; RDGB; DRES9; RDGB1; RDGBA; PITPNM; RDGBA1; PITPNM1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9600
GeneID	9600
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-190 de PITPNM1 humain (NP_004901.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O00562
Poids moléculaire	135 kDa
Expédition	Sac de glace