


Anticorps Polyclonal Anti-Pitrm1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q5Jrx3

Numéro d'article: CM0030366



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PITRM1 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la PITRM1 humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la dégradation peptidique mitochondriale et les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	PITRM1 pAb de lapin
Remarques / Alias	MP1; PreP; SCAR30; PITRM1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	10531
Identifiant de gène	10531
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 758-1037 de la PITRM1 humaine (NP_055704.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5JRX3
Poids de la protéine	117 kDa
Expédition	Sachet de glace