

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pituitary Homeobox 2 (Pitx2) Pour Wb, Elisa - Q99697

Numéro d'article: CM0006876



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le facteur de transcription humain PITX2, validé pour les applications de Western blot et d'ELISA. Idéal pour la biologie du développement, l'asymétrie gauche-droite et la recherche sur les mutations pathologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Ac anti-Pituitary homeobox 2 (PITX2) de lapin
Remarques/Alias	RS, RGS, ARP1, Brx1, IDG2, IGDS, IHG2, PTX2, RIEG, ASGD4, IGDS2, IRID2, Otlx2, RIEG1, Pituitary homeobox 2 (PITX2)
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5308
GeneID	5308
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la protéine humaine Pituitary homeobox 2 (PITX2) (NP_700475.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q99697
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac réfrigérant