

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pitx2 (Pituitary Homeobox 2) Pour Wb, Elisa - Q99697

Numéro d'article: CM0018941



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine PITX2 humaine (Q99697), validé pour le WB et l'ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la myogenèse, de l'asymétrie gauche-droite et de l'anomalie de Peters.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Pituitary homeobox 2 (PITX2) pAb de lapin                                                                               |
| Remarques / Alias    | RS; RGS; ARP1; Brx1; IDG2; IGDS; IHG2; PTX2; RIEG; ASGD4; IGDS2; IRID2; Otlx2; RIEG1; Pituitary homeobox 2 (PITX2)      |
| Espèce               | Humain                                                                                                                  |
| GeneID               | 5308                                                                                                                    |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la PITX2 humaine (NP_000316.2) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                   |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                   |
| Applications         | WB, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                     |
| SWISS                | Q99697                                                                                                                  |
| Poids de la protéine | 35 kDa                                                                                                                  |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                            |