

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pitx3 Pour Wb, Elisa - 075364

Numéro d'article: CM0003167

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PITX3 validé pour Western blot et ELISA, réagissant avec l'homme, la souris et le rat. Convient à la recherche sur le développement des neurones dopaminergiques et la différenciation du cristallin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PITX3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ASMD; ASOD; PTX3; ASGD1; CTPP4; CTRCT11; PITX3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5309
GeneID	5309
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine PITX3 humaine (075364).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075364
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace