


Anticorps Monoclonal Anti-Piwil1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q96J94

Numéro d'article: CM0011057



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le PIWIL1 humain (HIWI, MIWI). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les cellules germinales et le silence des transposons.

[En savoir plus](#)

Attribut	Détails
Nom du Produit	PIWIL1 Lapin mAb
Remarques/Alias	HIWI; MIWI; PIWI; CT80.1; PIWIL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9271
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 700-800 du PIWIL1 humain (Q96J94).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96J94
Poids Protéique	99kDa
Expédition	Sac de glace