


## Anticorps Polyclonal Anti-Piwil1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Jmb7

Numéro d'article: CM0019447



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PIWIL1, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie piRNA et les cellules germinales.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | PIWIL1 Lapin pAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias    | MIWI; PIWIL1                                                                                                                    |
| Espèce             | Souris                                                                                                                          |
| GeneID (Humain)    | 9271                                                                                                                            |
| GeneID             | 57749                                                                                                                           |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de PIWIL1 de souris (NP_067286.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                           |
| Application        | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                             |
| SWISS              | Q9JMB7                                                                                                                          |
| Poids Protéique    | 99kDa                                                                                                                           |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                    |