

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Piwil2 Pour Wb Et Elisa - Q8Tc59

Numéro d'article: CM0025190



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PIWIL2 validé pour Western blot et ELISA, réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la voie des piARN, la spermatogenèse et l'intégrité de la lignée germinale. UniProt Q8TC59.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-PIWIL2 de lapin
Remarques / Alias	CT80; HILI; mili; PIWIL1L; PIWIL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55124
GeneID	55124
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la protéine PIWIL2 humaine (Q8TC59).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8TC59
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace