

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pjvk Pour Wb, Elisa - Q0ZLh3

Numéro d'article: CM0007198

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PJVK validé pour WB et ELISA. Reconnaît la pejvakine humaine (40 kDa), une protéine peroxysomale qui protège les cellules ciliées auditives des dommages induits par le bruit. Convient pour la recherche sur la perte auditive.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PJVK AcM de lapin
Remarques/Alias	DFNB59 ; PJVK
Espèce	Humain
GeneID (humain)	494513
GeneID	494513
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290-352 de la PJVK humaine (NP_001036167.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q0ZLH3
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace