


Anticorps Monoclonal Anti-Pka C-Alpha (Prkaca) (Validé Par Kd) Pour Wb, Elisa - P17612

Numéro d'article: CM0007608



Introduction

Anticorps monoclonal de souris anti-PKA C-alpha (PRKACA), validé par KD, pour WB/ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Reconnaît la sous-unité catalytique de la kinase dépendante de l'AMPc de 41 kDa. Adapté au développement d'essais IVD et à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] PKA C-alpha (PRKACA) Mouse mAb
Remarques / Alias	CAFD1; PKACA; PPNAD4; [Validé par KD] PKA C-alpha (PRKACA)
Espèce	Humain
GeneID	5566
Immunogène	Protéine recombinante de PKA C-alpha (PRKACA) humaine
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17612
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace