


## Anticorps Monoclonal Anti-Pka C-Alpha (Prkaca) Validé Par Kd Pour Wb, If/Icc, Elisa - P17612

Numéro d'article: CM0002385



### Introduction

Anticorps monoclonal de souris validé par KD ciblant PKA C-alpha (PRKACA). Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche en WB, IF/ICC, ELISA et la signalisation kinase dépendante de l'AMPc.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | [Validé par KD] Anticorps monoclonal de souris anti-PKA C-alpha (PRKACA) |
| Remarques/Alias                  | CAFD1; PKACA; PPNAD4; A)                                                 |
| Espèce                           | Humain                                                                   |
| Identifiant du gène (Humain)     | 5566                                                                     |
| Identifiant du gène              | 5566                                                                     |
| Immunogène                       | Protéine recombinante humaine [Validée par KD] PKA C-alpha (PRKACA)      |
| Source                           | Souris                                                                   |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                    |
| Application                      | WB, IF/ICC, ELISA                                                        |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                      |
| SWISS                            | P17612                                                                   |
| Poids moléculaire de la protéine | 41 kDa                                                                   |
| Expédition                       | Sac de glace                                                             |