


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pka C-Alpha (Prkaca) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P17612

Numéro d'article: CM0016079



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PKA C-alpha (PRKACA). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Convient pour les études de signalisation AMPc et de phosphorylation des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKA C-alpha (PRKACA) pAb de lapin
Remarques/Alias	CAFD1; PKACA; PPNAD4; PKA C-alpha (PRKACA)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5566
GeneID	5566
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-351 de la PKA C-alpha humaine (PRKACA) (NP_002721.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17612
Poids protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace