


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Pka C-Alpha Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P17612

Numéro d'article: CM0011889



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant contre PKA C-alpha (PRKACA), validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour l'étude de la signalisation cAMP, du cancer et de la fonction plaquettaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KD Validated] PKA C-alpha Rabbit mAb
Remarques/Alias	CAFD1; PKACA; PPNAD4
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5566
ID de Gène	5566
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-351 de PKA C-alpha humaine (PRKACA) (NP_002721.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17612
Poids Protéique	41 kDa/40 kDa
Expédition	Sac de glace