

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Pka C-Beta (Prkacb) Pour Wb - P22694

Numéro d'article: CM0007616

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le PKA C-beta (PRKACB) humain. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation cAMP et de la fonction des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PKA C-beta (PRKACB) mAc Lapin
Remarques/Alias	CAFD2; PKA C-beta (PRKACB)
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5567
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 251-351 du PKA C-beta (PRKACB) humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22694
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace