

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pka C-Beta (Prkacb) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22694

Numéro d'article: CM0027759

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité catalytique bêta de la protéine kinase dépendante de l'AMPc humaine (PRKACB), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la signalisation de l'AMPc et les kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKA C-beta (PRKACB) Lapin pAb
Remarques/Alias	CAFD2; PKACB; PKA C-beta; PKA C-beta (PRKACB)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5567
GeneID	5567
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-351 de la PKA C-beta humaine (PRKACB) (NP_002722.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22694
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace