

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pka Rii α (Prkar2A) Pour Wb, Elisa - P13861

Numéro d'article: CM0009398



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la sous-unité régulatrice de type II-alpha de la protéine kinase dépendante de l'AMPc humaine (PRKAR2A). Adapté pour le WB et l'ELISA, réagit spécifiquement avec la PRKAR2A humaine. Idéal pour la recherche sur la signalisation de l'AMPc.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PKA RII α (PRKAR2A)
Remarques/Alias	PKR2 ; PKA RII α (PRKAR2A)
Espèce	Humain
GeneID	5576
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 312-404 de la PKA RII α humaine (PRKAR2A) (P13861)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13861
Poids protéique	46 kDa
Expédition	Sac de glace