


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pkac α Pour Wb Et Elisa - P17612

Numéro d'article: CM0022591



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PKAC α humaine (PRKACA), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec les échantillons humains, murins et de rat. Convient à l'étude de la signalisation de l'AMPc, de l'activité kinase et des voies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKAC α pAb de lapin
Remarques/Synonymes	PRKACA, PKACA, PPNAD4, sous-unité catalytique alpha de la protéine kinase dépendante de l'AMPc, PKAC α
Espèce	Humaine
GeneID	5566 (humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 251-351 de la PKAC α humaine (NP_002721.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P17612
Poids moléculaire	39 kDa/40 kDa
Expédition	Sac de glace