

Anticorps Monoclonal Anti-Pkc Alpha + Bêta + Gamma Pour Wb, Elisa - P05771 / P17252 / P05129 / Q02156

Numéro d'article: CM0006327



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant PKC alpha, bêta et gamma. Adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit avec les espèces humaine, murine et rat. Idéal pour étudier la signalisation de la protéine kinase C, avec une conception d'immunogène conservée assurant une reconnaissance large des isoformes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PKC alpha + bêta + gamma
Remarques/Alias	AAG6 ; PKCA ; PRKACA ; PKCI+/- ; PKCalpha ; PKC-alpha ; PKC alpha + beta + gamma
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	5578/5579/5582/5581
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 500 de la PKC alpha + bêta + gamma humaine (NP_002728.2/NP_002729.2/NP_002730.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05771/P17252/P05129/Q02156
Poids protéique	78 kDa
Expédition	Sac de glace