


Anticorps Monoclonal Anti-Pkc Alpha Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P17252

Numéro d'article: CM0002485



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la PKC alpha humaine (P17252). Validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation cellulaire, du cancer et de la biologie cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKC alpha Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5578
GeneID	5578
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 573 et 672 de la PKC alpha humaine (P17252).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17252
Poids protéique	77 kDa
Expédition	Sac de glace