

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pkc Alpha Pour Wb/Elisa - P17252

Numéro d'article: CM0007148



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la PKC alpha humaine. Validé pour la WB et l'ELISA, il présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les recherches sur le cancer, l'hypertrophie cardiaque et la signalisation cellulaire. ~77 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PKC alpha
Remarques/Alias	AAG6 ; PKCA ; PRKACA ; PKCI+/- ; PKCalpha ; PKC-alpha ; PKC alpha
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5578
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de la PKC alpha humaine. (NP_002728.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P17252
Poids moléculaire de la protéine	77 kDa
Expédition	Pack de glace