


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pkc Alpha Pour Wb, Elisa - P17252

Numéro d'article: CM0018711



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PKC alpha pour WB et ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Reconnaît une protéine de 77 kDa. Idéal pour l'étude de la signalisation des kinases dans la recherche sur le cancer, les maladies cardiovasculaires et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKC alpha Rabbit pAb
Remarques / Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5578
Identifiant de gène	5578
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 573-672 de la PKC alpha humaine (NP_002728.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17252
Poids de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace