


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pkc Alpha Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17252

Numéro d'article: CM0014016



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la PKC alpha humaine, validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation cellulaire, le cancer et la biologie cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKC alpha Rabbit pAb
Remarques / Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5578
GeneID	5578
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 573-672 de la PKC alpha humaine (NP_002728.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17252
Poids de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace