

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pkc-Bêta Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05771

Numéro d'article: CM0006653



Introduction

Proposé par CamelBio, cet anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la PKC-bêta (PRKCB) est validé pour WB, IHC-P et ELISA. Il présente une réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat, ce qui le rend idéal pour étudier l'activation des lymphocytes B, l'apoptose et la signalisation de l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PKC-bêta
Remarques / Alias	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	5579
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260 à 340 de la PKC-bêta humaine (NP_997700.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P05771
Poids de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace