

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pkc-Bêta Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05771

Numéro d'article: CM0015583



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PKC-bêta humaine (PRKCB). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la transduction du signal, le cancer et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-PKC-bêta
Remarques/Alias	PKCB ; PRKCB1 ; PRKCB2 ; PKCI(2) ; PKCbeta ; PKC-bêta
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5579
GeneID	5579
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260-340 de la PKC-bêta humaine (NP_997700.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05771
Poids moléculaire de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace