


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Pkc Delta Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q05655

Numéro d'article: CM0010260



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant le PKC delta humain (Q05655). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAb Lapin PKC delta
Remarques/Alias	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; PKC delta
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5580
GeneID	5580
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 547-653 du PKC delta humain (Q05655)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05655
Poids Protéique	78 kDa
Expédition	Sac de glace