


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pkc Epsilon Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q02156

Numéro d'article: CM0019960



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant PKC epsilon (PKCE/nPKC-epsilon). Validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA, et réactif chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la migration, de l'invasion tumorale et de la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKC epsilon pAb de lapin
Remarques/Synonymes	PKCE ; nPKC-epsilon ; PKC epsilon
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5581
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 488-737 de la PKC epsilon humaine (NP_005391.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q02156
Poids moléculaire	84 kDa
Expédition	Pain de glace