


Anticorps Monoclonal Anti-Pkc Gamma Pour Wb - P05129

Numéro d'article: CM0005851



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité ciblant la PKC gamma humaine, validé pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Un outil précieux pour la recherche sur la signalisation neuronale, la plasticité synaptique, la douleur et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKC gamma Rabbit mAb
Remarques / Alias	PKCC; PKCG; SCA14; PKCI(3); PKCgamma; PKC-gamma; PKC gamma
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5582
ID du gène	5582
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 604-697 de la PKC gamma humaine (P05129)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P05129
Poids de la protéine	78 kDa
Expédition	Sac de glace