

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pkc Gamma Pour Wb, If/Icc, Elisa - P05129

Numéro d'article: CM0027969



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PKC gamma, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche en neurosciences et sur la signalisation des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKC gamma Rabbit pAb
Remarques / Alias	PKCC; PKCG; SCA14; PKCI(3); PKCgamma; PKC-gamma; PKC gamma
Espèce	Humain
GenelD (humain)	5582
GenelD	5582
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 558-697 de la PKC gamma humaine (NP_002730.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05129
Poids de la protéine	78kDa
Expédition	Sac de glace