

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pkc Mu (Prkd1) Pour Wb Et Elisa - Q15139

Numéro d'article: CM0007092

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité ciblant la PKC mu humaine (PRKD1, Q15139). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des kinases, la migration cellulaire, le transport golgien et la cardiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKC mu Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	PKD ; PKCM ; CHDED ; PRKCM ; PKC-MU ; PKC mu
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5587
GeneID	5587
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200-300 de la PKC mu humaine (Q15139).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15139
Poids moléculaire de la protéine	102kDa
Expédition	Sac de glace