

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pkc Mu Pour Wb Et Elisa - Q15139

Numéro d'article: CM0021798

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PKC mu humaine (PRKD1), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Utile pour les études sur la signalisation cellulaire, le cancer et l'hypertrophie cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PKC mu
Remarques/Alias	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; PKC mu
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5587
ID de gène	5587
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 800-900 de la PKC mu humaine (NP_002733.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15139
Poids de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac de glace