

Anticorps Monoclonal Anti-Pkc Zêta Pour Wb, Elisa - Q05513

Numéro d'article: CM0007061

Introduction

CamelBio propose un anticorps monoclonal de lapin anti-PKC zêta validé pour WB et ELISA. La protéine kinase C zêta cible (PRKCZ, PKC2) fonctionne dans la voie PI3K, l'activation de NF- κ B et la polarité cellulaire. Idéal pour la recherche humaine sur la signalisation, l'inflammation et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-PKC zêta
Remarques/Alias	PRKCZ ; PKC-ZETA ; PKC2 ; protéine kinase C zêta ; PKC zêta
Espèce	Humain
GeneID	5590
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de la PKC zêta humaine (NP_002735.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q05513
Poids protéique	46kDa/56kDa/67kDa
Expédition	Sac de glace