

Anticorps Polyclonal Anti-Pkc Zeta Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q05513

Numéro d'article: CM0029470

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PKC zeta (nPKC-zeta), validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Utile pour l'étude de la voie PI3K, de la cascade MAPK, de la polarité cellulaire, de l'activation de NF-kB, de la signalisation insulinaire et de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKC zeta Rabbit pAb
Remarques / Alias	PKC2; PKC-ZETA; PKC zeta
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5590
ID du gène	5590
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 476-547 de la PKC zeta humaine (NP_002735.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05513
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace