

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pkc Zêta Pour Wb, Elisa - Q05513

Numéro d'article: CM0016651

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PKC zêta humaine (SWISS Q05513), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Idéal pour l'étude des voies de signalisation PI3K, MAPK et NF-kappa-B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PKC zêta Lapin pAb
Remarques/Alias	PKC2; PKC-ZETA; PKC zêta
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5590
GenelD	5590
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 476-547 de la PKC zêta humaine (NP_002735.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05513
Poids moléculaire	68kDa
Expédition	Sac de glace