


Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Pkcε Pour Wb, Elisa - Q02156

Numéro d'article: CM0006392



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant PKCε (nPKC-epsilon) pour Western blot et ELISA. Montre une réactivité croisée chez les espèces humaine, souris et rat. Convient aux études sur la signalisation des kinases dans l'adhésion cellulaire, la migration et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PKCε Lapin mAb
Remarques/Alias	PKCE; nPKC-epsilon; PKCε
Espèce	Humain
ID de Gène	5581
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 488-737 de PKCε humaine (NP_005391.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02156
Poids Protéique	84 kDa
Expédition	Sac de glace