

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pkd1L2 Pour Wb, Elisa - Q7Z442

Numéro d'article: CM0015835

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PKD1L2 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la fonction de la protéine polycystine-1-like 2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKD1L2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PC1L2; PKD1L2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	114780
GenelD	114780
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-306 du PKD1L2 humain (NP_001265352.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q7Z442
Poids moléculaire	273kDa
Expédition	Sac de glace